

# LinkFar® Lancet

## Lancetas de Seguridad PA II

Linkfar



Reg. Sanitario  
No. 0147C2021SSA



PRESENTACIÓN	FLUJO	COLOR	EMPAQUE
--------------	-------	-------	---------

21 G / 2.2 mm	●●●	■	100 pzs
23 G / 2.2 mm	●●●	■	100 pzs
28 G / 1.8 mm	●●	■	100 pzs

## DESCRIPCIÓN

Esta **Lanceta de Seguridad** se activa a presión para la toma de muestras de sangre capilar, con un diseño ergonómico para un fácil manejo.

- Activada por presión
- La aguja está completamente protegida antes y después de su uso
- La aguja es retráctil
- Resortes dobles dentro del cuerpo de la lanceta
- Punta de aguja triple bisel



## PROCEDIMIENTO

- Localice el área de punción.
- Coloque la lanceta en el área de punción.
- Presione para realizar la punción.



**CORPORINTER**  
S.A. DE C.V.

[corporinter.com](http://corporinter.com)

**ESTABLECIMIENTO**  
Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A,  
Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México.

AVISO PUBLICIDAD COFEPRIS  
INTERNET 223300202C4225

Versión MKT-DP-1603-DIDESACV-001 21-09-2022

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento por ningún medio.