

# Tiras Reactivas LipidoCare®

Reg. Sanitario  
0521R2014SSA



 SD BIOSENSOR

## PRESENTACIÓN

- Caja con 25 tiras reactivas
- Chip codificado.
- Inserto.

## LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Use la tira reactiva inmediatamente después de sacarla de la bolsa.
- No use las tiras reactivas después de su fecha de vencimiento.
- No reutilice las tiras reactivas.
- La tira reactiva para el Perfil lipídico solo se debe usar con el analizador STANDARD LipidoCare.

\*Incluyen 25 capilares aforados a 35  $\mu$ l y se entregan por separado.

## DESCRIPCIÓN

El kit de tiras reactivas para Perfil de Lípidos SD LipidoCare®, está diseñado para la determinación cuantitativa de Colesterol total, colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL) y Triglicéridos, así como los valores estimados para el colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL), la relación LDL / HDL y resultado de no HDL combinando la metodología enzimática y de fase sólida, utilizando 35  $\mu$ l muestra sanguínea (capilar o venosa), suero o plasma.

Rangos de Medición:

- CT 100-450 mg/dL.
- HDL 25-95 mg/dL.
- Triglicéridos 45-650 mg/dL
- Calculados LDL, HDL-LDL, No-HDL

## ALMACENAMIENTO

- Las tiras se deben almacenar de 2-32 °C.
- Mantener alejado del calor directo y la luz solar.
- Las tiras reactivas se pueden guardar refrigeradas de 2-8 °C, pero se deben llevar a temperatura ambiente antes de su uso.