

Tiras Reactivas HemoSmart GOLD

ApexBio
Taiwan

Reg. Sanitario
0098R2021SSA



DESCRIPCIÓN

El kit de tiras reactivas para Hemoglobina de **HemoSmart® GOLD** están diseñadas para la medición cuantitativa de hemoglobina total utilizando $\geq 1 \mu\text{L}$ de muestra sanguínea (*capilar o venosa*), con un rango de medición de **4 a 24 g/dL**, por medio de tecnología de biosensores para su medición.

Valores esperados

Hombres: 13.5 a 17.5 g/dL.
Mujeres: 12.0 a 15.5 g/dL.

La composición de la tira reactiva consta de:

Transporte de electrones
Material de oxígeno reactivo
Material de lisis celular.



PRESENTACIÓN

- Caja con 25 tiras reactivas empacadas individualmente.
- 1 Chip codificado.
- Inserto.



ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperaturas entre 4 -30° C.
- Mantener alejado de fuentes de calor directo y luz solar.
- No congelar.

CERTIFICACIONES

Conformité Européenne - **CE**
Technischer Überwachungs-Verein - **TÜV**



LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las tiras reactivas de Hemoglobina HemoSmart GOLD son solo para uso de diagnóstico *in vitro*.

- No use las tiras reactivas después de su fecha de vencimiento.
- No reutilice las tiras.
- No utilice suero o plasma o algún tipo de anticoagulante.
- No utilizar las tiras reactivas en recién nacidos y niños.
- Utilice el kit de tiras reactivas de Hemoglobina HemoSmart GOLD únicamente con el analizador HemoSmart Screening Meter de APEXBio.